

3M<sup>TM</sup> リットマン<sup>TM</sup> ステソスコープ クラシック III<sup>TM</sup>

3M<sup>TM</sup> Littmann<sup>®</sup> Stethoscope Classic III<sup>TM</sup>

New

2015年秋 新色追加



Introducing  
the next generation  
of a clinical icon.

3M<sup>TM</sup>リットマン<sup>TM</sup> ステソスコープは、発売後45年以上多くの医療従事者に選ばれ続けています。

3M<sup>TM</sup>リットマン<sup>TM</sup> ステソスコープ クラシック III<sup>TM</sup> は、医師から看護師まで幅広くご使用いただいているクラシックラインの次世代モデルです。

初めて使う方にもおすすめできるスタンダードな聴診器です。

新しく12製品を追加し、カラーバリエーションが豊富になりました。

3M<sup>TM</sup>リットマン<sup>TM</sup> ステソスコープの詳細情報は…

<http://www.mmm.co.jp/hc/littmann/>

3M



# 3M<sup>TM</sup> Littmann<sup>®</sup> Stethoscope Classic III<sup>TM</sup>

## 3M<sup>TM</sup> リットマン<sup>TM</sup> ステソスコープ クラシック III<sup>TM</sup>

3M<sup>TM</sup> リットマン<sup>TM</sup> ステソスコープ クラシック III<sup>TM</sup> は、  
成人・小児2つのサスペンデッド・ダイアフラムを有する  
クラシックラインの新モデルです。



### New chestpiece design

新しさと伝統の両方を  
あわせ持つ曲線的なデザイン

成人用と小児用ダイアフラムを  
両面に搭載した新しいデザインの  
チェストピースです。  
成人から小児までこれ一器で  
診察が可能な一般診察用聴診器です。



### Suspended diaphragms

小児用  
サスペンデッド・ダイアフラムの追加

成人用と小児用の両面に搭載したサスペンデッド・  
ダイアフラムは、チェストピースを皮膚にあてたまま、  
押さえつける力の強弱で低周波数と高周波数のモード  
切り替えができます。小児用ダイアフラム面は、小児  
だけでなくいる瘦の患者様の聴診にも役立ちます。



### Single-piece diaphragm

お手入れが簡単に行える、  
段差の少ない"一体成型"ダイアフラム

新開発の一体成型ダイアフラムを  
採用しています。  
ダイアフラムとリムの段差が少なく、  
お手入れが簡便です。



### Next-generation tubing

皮脂に強い  
新しいシングルチューブ

皮脂に強くなった新しい厚めの  
シングルチューブを使用しています。



### Colors and finishes

豊富なカラーバリエーション

幅広いカラーバリエーションと  
特殊表面仕上げをしたチェストピースの  
モデルからお選びいただけます。

Copper Edition  
銅色加工



Black Edition  
黒色加工



Edition Model

金属部に表面仕上げを  
施したエディションモデル



### 聴診面の確認方法

チェストピースの柄の部分にくぼみがあり、聴診可能な面を見分けることができます。聴診したい面にくぼみを向けるように回転させてください。

くぼみ



### ソフトシーリング・ イヤーチップ

ソフトシーリング・イヤーチップは、快適な  
フィット感だけではなく、優れた遮音特性も  
提供します。イヤーチップと耳の隙間を通じ  
て侵入する騒音を遮断します。

3M<sup>TM</sup> リットマン<sup>TM</sup> ステソスコープ クラシック III<sup>TM</sup> にはソフト  
シーリング・イヤーチップ小が付属していますので、ご自身  
の耳のサイズに合う方をお選びいただけます。

ソフトシーリング・イヤーチップ小 (付属)

ソフトシーリング・  
イヤーチップ大  
(標準装着)



5803  
ブラック  
(ブラックエディション)

5812  
ダークオリーブグリーン  
(スモークエディション)

5809  
チョコレート  
(カッパーエディション)

5806  
ラズベリー  
(レインボウエディション)

5829  
ライムグリーン

5633  
パールピンク

See the  
next generation  
for yourself.



## 3M<sup>TM</sup> リットマン<sup>TM</sup> ステスコープ クラシック III<sup>TM</sup>

チェストピース：成人・小児両用型チェストピース（ステンレス）

ダイヤフラム：サスペンデッド・ダイヤフラム

（直径：成人用 約45mm 小児用 約35mm）

チューブ：シングルチューブ バイノーラル

全長／重さ：約69cm／約150g

販売名：リットマン ステスコープ

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000218



3M<sup>TM</sup> リットマン<sup>TM</sup> ステスコープには  
天然ゴムを使用しておりません。

- 各製品には「添付文書」「取扱説明書（日本語）」「保証書（取扱説明書最終ページ）」が同封されております。
- 3M<sup>TM</sup> リットマン<sup>TM</sup> ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、お買い上げ日より1年間は無償で交換させていただきます。
- 本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により販売中止になることがあります。
- 本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、実際の製品と色が異なる場合があります。
- 価格は全てメーカー希望小売価格です。

詳細は取扱店までお問合せください。

## ★ 2015年 秋の新色

製品番号	チューブ色	チェストピース表面加工	全長	重さ	バイノーラル
5620	ブラック	 シルバー	約 69 cm	約 150 g	シングルチューブ バイノーラル
★ 5621	グレー				
5622	ネイビーブルー				
★ 5623	カリビアンブルー				
★ 5624	ハンターグリーン				
5626	ラズベリー				
5627	バーガンディー				
★ 5629	オレンジ				
★ 5630	セイルブルー				
★ 5633	パールピンク				
5639	ローズピンク				
★ 5829	ライムグリーン				
★ 5831	プラム				
5832	ラベンダー				
5835	ターコイズ				
5839	レモンライム	 レインボウ加工（レインボウエディション）	約 69 cm	約 150 g	シングルチューブ バイノーラル
5840	エメラルド				
★ 5806	ラズベリー				
★ 5807	カリビアンブルー				

希望本体価格（税抜き）¥18,500

5803 ブラック

黒色加工（ブラックエディション）

★ 5811 ブラック  
★ 5812 ダークオリーブグリーン

スモーク加工（スモークエディション）

5809 チョコレート

銅色加工（カッパーエディション）

希望本体価格（税抜き）¥21,000

取扱店

3M、Classic III、Littmann、クラシック III、リットマンは3M社の商標です。

**3M**

スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/littmann/>

Please Recycle. Printed in Japan  
Copyright © 2015 3M. All Rights Reserved.  
HPM-645-B (0915xx) IT 585623

2015年9月発行

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-011-321**

ナビダイヤル<sup>®</sup> 市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間／8:45～17:15 月～金（土・日・祝・年末年始は除く）